

Materasso Squared Innova



RIFERIMENTI FABBRICANTE
Fumagalli Care&Reha srl
Dispositivo Classe I
Codice CND Y033306
Repertorio dei Dispositivi Medici
1915526/R

SQUARED INNOVA è un materasso realizzato in espanso a cellule aperte, di spessore e portanza idonea a sorreggere il peso dell'utente perché riesce a seguire le curve del corpo in appoggio senza dare risposte elastiche inopportune, consentendo la penetrazione delle parti soggette a prominenze ossee, aumentando la superficie di contatto ed evitando il fenomeno del bottom out.

Il particolare taglio della superficie superiore di Squared Innova permette un adeguato sostegno e il massimo passaggio dell'aria poiché la speciale sagomatura, con incavo accentuato sotto la superficie, mantiene un appoggio molto confortevole e stabile, permettendone comunque la deformabilità per prevenire le forze di taglio ed uno scarico differenziato delle pressioni, soprattutto nelle zone a maggiore rischio, come capo e talloni dove il materasso risulta più soffice e consente un maggiore affondamento.

Il materasso è disponibile nella versione "intera" o separato in 3 sezioni, per l'utilizzo su letti articolati.

Caratteristiche costruttive e materiali

Materasso antidecubito realizzato con espanso poliuretano a cellule aperte di particolare resilienza e di densità sostenuta, di quota (peso specifico) 30 Kg/m³, adatto per ridurre le pressioni d'appoggio.

Il particolare taglio della superficie superiore del materasso, con incavo accentuato sotto la superficie realizzato a distanze diverse a seconda delle zone corporee, permette di avere il massimo passaggio dell'aria, una differenziazione della resistenza del materasso (più morbido alle estremità e più sostenuto sotto il tronco) ed una superficie piana, più adatta a persone particolarmente sensibili.

Il taglio dell'espanso poliuretano è fatto con sistema "a lama" che non lascia alcun residuo polveroso negli interstizi.

Codici e misure

613514 Squared Innova intero dimensione cm 195x85x16h
613515 Squared Innova intero dimensione cm 190x80x16h
613517 Squared Innova 3 sezioni dimensione totale cm 195x85x16h
613518 Squared Innova 3 sezioni dimensione totale cm 190x80x16h
Peso ± 7 Kg

Attenzione!

Le caratteristiche di protezione antidecubito proprie del materasso devono essere mantenute tramite l'utilizzo di fodere che assicurano traspirabilità, per evitare i danni da macerazione, e la giusta elasticità della superficie per evitare l'effetto amaca e ridurre i danni da frizioni e forze di taglio. Questo è importante: il mantenimento dell'alta deformabilità e della buona aerazione tra i settori della superficie viene assicurato dall'utilizzo di fodere molto elastiche traspiranti, come ad esempio la fodera Bielastica.